

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Guante Robot de Rehabilitación de Mano

REF: GR-001 | Versión 2.0 | 2026



Nombre del producto	Guante Robot de Rehabilitación de Mano
Categoría	Dispositivo médico de rehabilitación
Tecnología	Neumática — presión de aire controlada
Niveles de intensidad	9 niveles ajustables
Modos de operación	Automático / Modo Espejo
Aplicación	Rehabilitación neuromuscular domiciliaria
Indicación médica	Fisioterapeutas y neurólogos

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

Equipo de rehabilitación robótica de uso en casa que devuelve movilidad a la mano afectada mediante aire a presión controlada. En lugar de depender de turnos en una clínica, el paciente completa sus sesiones desde el hogar. Está pensado para personas en recuperación tras un derrame cerebral, parálisis, artritis, calambres y, en general, cualquier condición que reduzca el movimiento de la mano.

CÓMO TRABAJA

El guante se ajusta sobre la mano lesionada y, con impulsos de aire regulados, abre y cierra los dedos reproduciendo el gesto natural del puño. Ese movimiento repetido despierta los músculos, mejora el flujo de sangre en la zona y manda estímulos al cerebro para volver a "cablear" los patrones de movimiento que se perdieron con la lesión.

FUNCIONES PRINCIPALES

9 intensidades regulables	Desde un nivel suave para las primeras etapas hasta uno más exigente para fases avanzadas. El mismo equipo acompaña todo el proceso, sin necesidad de comprar otro.
Modo Espejo	La mano sana, dentro de un guante sensor, dirige en tiempo real los movimientos de la mano lesionada. El propio paciente marca el ritmo y la frecuencia de forma natural.
Control dedo por dedo	Cada dedo tiene su propia válvula de aire en el dorso del guante, así puedes apagar los que no necesitas y enfocar el trabajo en los dedos que más lo requieren.
Movimiento biónico	Los modos automáticos imitan gestos reales de agarre y estiramiento, ayudando a soltar la rigidez y a recuperar fuerza y flexibilidad de forma progresiva.

PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO

Derrame cerebral (ACV)	Recuperar fuerza y movimiento de la mano tras un evento isquémico o hemorrágico.
Parálisis parcial	Reactivación neuromuscular cuando se ha perdido parte de la función motora.
Artritis	Más rango de movimiento y menos rigidez en los dedos.
Después de una cirugía	Apoyo a la recuperación de mano o muñeca, siempre con indicación médica.
Rigidez o calambres crónicos	Complemento para espasticidad, entumecimiento o movilidad reducida de larga data.
Adultos mayores	Conservar y recuperar destreza manual.

BENEFICIOS

Menos debilidad, rigidez y dolor en los dedos.
Mejor circulación en la mano.
Recuperación postoperatoria más llevadera.
Reflejos y tiempos de respuesta más ágiles.
Recuperación gradual de la fuerza de agarre.
Alivio del entumecimiento y de la movilidad limitada.
Reactivación de la conexión cerebro-mano.

EN CASA VS. TERAPIA TRADICIONAL

Aspecto	Con el Guante Robot	Clínica tradicional
Disponibilidad	A toda hora, sin salir de casa	Sujeta a turnos
Acompañamiento	Un familiar puede asistir	Necesita al terapeuta presente
Ajuste	El paciente regula la intensidad al momento	Se ajusta en cada cita
Costo	Una sola inversión	Pago por cada sesión
Avance	Se ajusta semana a semana	Depende de la agenda del centro

RECOMENDACIÓN DE USO

Para mejores resultados, lo ideal es entrenar a diario y de forma constante. La duración y frecuencia de cada sesión se ajustan según lo que indique el profesional tratante y el avance de cada persona. Es un complemento del plan de rehabilitación del fisioterapeuta o neurólogo, no lo reemplaza.

RESPALDO

Más de 2.400 pacientes activos en Latinoamérica.
Apoyado en estudios clínicos sobre recuperación de ACV y lesiones neuromusculares.
Recomendado por fisioterapeutas y neurólogos como terapia de apoyo en casa.