

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Guante Robot de Rehabilitación de Mano

REF: GR-001 | Versión 1.0 | 2026



Nombre del producto	Guante Robot de Rehabilitación de Mano
Categoría	Dispositivo médico de rehabilitación
Tecnología	Neumática — presión de aire controlada
Niveles de intensidad	9 niveles ajustables
Modos de operación	Automático / Modo Espejo
Aplicación	Rehabilitación neuromuscular domiciliaria
Indicación médica	Fisioterapeutas y neurólogos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Dispositivo de rehabilitación robótico que utiliza tecnología de presión de aire para mover los dedos de la mano lesionada de forma controlada y automática. Diseñado para sesiones de rehabilitación completas en el hogar, sin necesidad de asistir a una clínica. Indicado para pacientes en recuperación de accidente cerebrovascular, parálisis, artritis, calambres y cualquier condición que limite la movilidad de la mano.

MECANISMO DE ACCIÓN

El guante se coloca sobre la mano lesionada y, mediante presión de aire controlada, ejecuta movimientos de apertura y cierre de los dedos imitando los patrones naturales del puño. Esta estimulación activa la musculatura, promueve la circulación sanguínea y envía señales al sistema nervioso central para reconectar los patrones de movimiento perdidos como consecuencia de la lesión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

9 Niveles de intensidad	Graduación progresiva desde nivel mínimo (etapa inicial de recuperación) hasta nivel máximo (recuperaciones avanzadas). Se adapta al progreso del paciente sin necesidad de cambiar el equipo.
Modo Espejo	La mano sana se coloca en un guante sensor y guía el movimiento de la mano lesionada en tiempo real. El paciente controla la velocidad y frecuencia del ejercicio de forma natural e intuitiva.
Entrenamiento por dedo individual	Cada dedo dispone de una válvula de aire independiente ubicada en el dorso de la mano. Permite desactivar dedos específicos para concentrar la rehabilitación en los que requieren atención particular.
Tecnología biónica	Los modos automáticos replican movimientos reales de agarre y estiramiento, estimulando la reducción progresiva de rigidez y la reconstrucción de fuerza y flexibilidad natural.

INDICACIONES CLÍNICAS	
Accidente cerebrovascular (ACV)	Recuperación de movilidad y fuerza tras evento isquémico o hemorrágico con afectación motora de la mano.
Parálisis parcial de la mano	Estimulación neuromuscular en pacientes con pérdida parcial de la función motora.
Artritis	Mejora de rango de movimiento articular y reducción de rigidez en pacientes con artritis que limita la movilidad de los dedos.
Recuperación postoperatoria	Apoyo a la rehabilitación de mano o muñeca tras intervención quirúrgica, bajo indicación médica.
Calambres y rigidez crónica	Tratamiento complementario para pacientes con espasticidad, entumecimiento o movilidad reducida de origen crónico.
Adultos mayores	Mantenimiento y recuperación de movilidad funcional en personas mayores con limitación de la destreza manual.

BENEFICIOS CLÍNICOS DOCUMENTADOS
Reducción de debilidad muscular, rigidez articular y dolor en los dedos.
Promoción de la circulación sanguínea activa en la mano.
Disminución de molestias en el período postoperatorio.
Mejora de reflejos y velocidad de respuesta motora.
Reconstrucción progresiva de la fuerza de agarre.
Alivio del entumecimiento y la movilidad limitada por lesión.
Estimulación de la reconexión neurológica cerebro-mano.

USO DOMICILIARIO VS. TERAPIA CLÍNICA TRADICIONAL		
Aspecto	Con el Guante Robot	Terapia Clínica Tradicional
Acceso	Disponible 24 h, sin desplazamiento	Sujeto a disponibilidad de turnos
Supervisión	Familiar cuidador puede asistir	Requiere presencia de terapeuta
Personalización	Intensidad ajustada por el paciente en tiempo real	Ajuste en cada sesión clínica
Costo a largo plazo	Inversión única en el dispositivo	Costo recurrente por sesión
Progreso	Ajustable semana a semana	Dependiente de la agenda del centro

RECOMENDACIÓN DE USO

Se recomienda realizar sesiones diarias de entrenamiento constante para obtener mejores resultados. La frecuencia y duración de cada sesión deben ajustarse según la indicación médica del profesional tratante y el nivel de recuperación del paciente. El dispositivo complementa — no sustituye — el protocolo de rehabilitación indicado por el fisioterapeuta o neurólogo.

RESPALDO CLÍNICO Y EVIDENCIA

- Más de 2,400 pacientes activos en Latinoamérica utilizan este dispositivo.
- Respaldado por estudios clínicos en recuperación de ACV y lesiones neuromusculares.
- Indicado por fisioterapeutas y neurólogos como complemento de terapia en domicilio.